

PRUEBAS DE ANTÍGENO QUE NO SE CONSIDERAN ÚTILES

| No. Expediente | ESTATUS   | Nombre de la Prueba   | No. Catálogo             | Fabricante                                 | Sensibilidad<br>(Concordancia positiva*<br>mínimo 80%) | Especificidad<br>(Concordancia negativa*<br>mínimo 95%) |
|----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|---|
| 06Ag/20        | Terminada | Instant-View PLUS COVID-19 Antigen Test                     | 05-9315                  | Alfa Scientific Designs, Inc.              | 81.98%   | 75.83%  |
| 07Ag/20        | Terminada | Certum COVID-19 Antigen Rapid Test<br>(Nasopharyngeal Swab) | COVID-19<br>Antigen Test | Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd.         | 72.07%   | 95.95%  |
| 08Ag/20        | Terminada | BD Veritor for Rapid Detection of SARS-CoV-2                | 256082                   | Becton Dickinson and Company7              | 68.42%   | 98.82%  |
| 13Ag/20        | Terminada | SGTi-flex COVID-19 Ag                                       | CAGT025E2                | Sugentech, Inc.                            | 75.00%   | 100.00%   |
| 23Ag/20        | Terminada | QuickProfile COVID-19 Antigen Test                          | 71110B                   | LumiQuick Diagnostics, Inc.                | 77.55%   | 98.01%  |
| 26Ag/20        | Terminada | 2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal<br>gold assay)  | 973682                   | Beijing Diagreat Biotechnologies Co., Ltd. | 73.40%   | 100.00%   |
| 29Ag/20        | Terminada | COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid)                    | ICOV-802                 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.         | 54.10%   | 98.57%  |
| 37Ag/20        | Terminada | GenBody COVID-19 Ag   | COVAG025                 | GENBODY INC.                               | 75.81%   | 97.24%  |



PRUEBAS DE ANTÍGENO QUE NO SE CONSIDERAN ÚTILES

| No. Expediente | ESTATUS   | Nombre de la Prueba   | No. Catálogo                             | Fabricante                                    | Sensibilidad<br>(Concordancia<br>positiva*<br>mínimo 80%) | Especificidad<br>(Concordancia<br>negativa*<br>mínimo 95%) |
|----------------|-----------|---|--|---|---|--|
| 41Ag/20        | Terminada | 2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Inmunocromatography) | CG2925<br>CG2950                         | Beijing Lepu Medical Technology Co. Ltd.      | 52.53%  | 98.66%   |
| 02Ag/21        | Terminada | First Sign SARS-CoV-2 Antigen Test                                    | FSSA-CK20                                | W. H. P. M., Inc.                             | 73.68%  | 99.29%   |
| 10Ag/21        | Terminada | SARS-CoV-2/Flu A/ Flu B Ag Rapid Test                                 | VLD01-03-13-011                          | vivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.         | 75.00%  | 99.51%   |
| 12Ag/21        | Terminada | LuSys COVID-19 Antigen Rapid Test                                     | COVID-19<br>Antigen Test                 | LuSys Laboratories, Inc.                      | 80.00%  | 88.24%   |
| 59Ag/21        | Terminada | COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)               | SL030101,<br>SL030101-10,<br>SL030101-25 | Anhui Deepblue Medical Technologies, Co. Ltd. | 72.97%  | 98.12%   |

